

# PROCEDIMENTO DE HIGIENIZAÇÃO DE GELÁGUA.



- 01 Escoe toda a água do reservatório.
- 02 Lave bem o gelágua com uma esponja nova (sem uso).
- 03 Prepare uma solução com hipoclorito de sódio para lavar o equipamento, de acordo com a especificação do fabricante.
- 04 Lave todo o gelágua, inclusive os acessórios, escoando o restante da solução pela torneira.
- 05 Enxague bem o reservatório com água.

Fonte: Manual ABERC – Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas e RDC 216/2004.

*Este cartaz foi cedido pela NUTHS a este estabelecimento com o propósito de conscientizar seus colaboradores quanto a procedimentos importantes de manutenção da segurança sanitária e alimentar deste ambiente. Este cartaz não significa ou atesta nenhum vínculo de prestação de serviços a este estabelecimento. Para comprovação do vínculo, faz-se necessária a apresentação do contrato em vigência.*